

sedi

Sociedad
Extremeña
de Diabetes



novo nordisk®



JUNTA DE EXTREMADURA



Consejería de Salud y Servicios Sociales



Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura



Dirección General de Accesibilidad y Cuidados



Mide tu azúcar
con el sensor

□ Cómo utilizar el sensor continuo de glucosa

El medidor continuo de glucosa es un aparato que sirve para medir de forma continua el nivel de azúcar durante 14 días.

Sigue estos 7 pasos:

1

Límpiate la zona con las toallitas que vienen dentro de la caja del sensor



2

Quita la tapa del sensor



3

Quita la tapa del aplicador



4

Coloca el aplicador sobre el sensor




5

Coloca las marcas de los 2 y aprieta hacia abajo hasta que escuches un click




6

Quita el aplicador del envase y ponte el sensor en la zona del brazo que te has limpiado y aprieta



7

Espera unos segundos y quita despacio el aplicador



□ Para hacer el primer escaneo tienes que seguir estos pasos:

1 Pincha en la pantalla del aparato en forma de móvil donde pone: iniciar nuevo sensor.

2 Coge el aparato y ponlo cerca del sensor para ver tu nivel de azúcar en la sangre.

